

KOH LOGIC



ORTHODONTIE

ORTHODONTICS

ORTHODONTIE

ORTHODONCIA

 **KOHLER**[®]
MEDIZINTECHNIK

DRAHTBIEGEZANGEN

WIRE BENDING PLIERS

PINCES POUR PLIER LE FIL

PINZAS DE ORTHODONCIA PARA DOBLAR ALAMBRE

Empfohlene maximale Drahtstärken (unverbindlich)

Recommended maximum wire thicknesses

Epaisseur de fil maximum recommandée (sans obligation)

Espesores de alambre máximo recomendado (sin obligación)

| max. dia. / mm



14,5 cm | max 0,8 mm

8600

Drahtbiegezange Bird Beak ANGLE

Bird beak pliers ANGLE

Pince ortho bec oiseau ANGLE

Pinza de ortodoncia ANGLE



14,5 cm | max 0,5 x 0,65 mm

8601

V-Stop Zange

V-Stop pliers

Pince pour arrêts "V-Stop"

Pinza de ortodoncia V-Stop



15 cm

8602

Bänderkonturenzange JOHNSON

Band countouring pliers

JOHNSON Pince ortho ajustement

bandes

JOHNSON

Pinza para contorno de bandas

JOHNSON



14,5 cm

8603

Bandzange KFO

Band crimping pliers

Pince ortho crimping, pour ajuster

des bandes

Pinza de ortodoncia para adapta-

ción de bandas



15 cm

8605

Bracketabnehmezange, gewinkelt

Bracket removing pliers, angled

Pince ortho pour ôter les bagues, coudée

Pinza de ortodoncia para remoción de brackets linguales, angulado



15 cm | max 0,5 x 0,65 mm

8606

Schlaufenbiegezange TWEED

Loop forming pliers TWEED

Pince ortho à noeud TWEED

Pinza de ortodoncia TWEED



15 cm

8607

Hammerhead Zange

Hammerhead pliers

Pince ortho tête marteau

Pinza de ortodoncia Hammerhead



15 cm

8608

Universal Drahtbiegezange

WEINGART, schlankes Modell

Versatile utility pliers WEINGART, slim model

Pince ortho universelle de WEINGART, mince

Pinza de ortodoncia universal

WEINGART, delgado

ZANGEN FÜR TRANSPARENTE KORREKTURSCHIENEN

PLIERS FOR CLEAR ALIGNERS

PINCES POUR ALIGNERS TRANSPARENTS

PINZAS DE ORTHODONCIA PARA ALINEADORES TRANSPARENTES



16 cm

8604

Bandabnehmezange mit Teflon

Band removing pliers with Teflon tip

Pince ortho pour ôter les bagues et la colle, embout en Teflon

Pinza de ortodoncia para remoción de bandas con punta de teflón



14,5 cm

8610

Einkerbe Zange, vertikal, für transparente Korrekturschienen

Indentation pliers, vertical, for clear aligners

Pince à encoche verticale, pour des aligners transparents

Pinza para realizar una hendidura, vertical, para alineadores transparentes



14 cm

8611

Einkerbe Zange, horizontal, für transparente Korrekturschienen

Indentation pliers, horizontal, for clear aligners

Pince à encoche horizontale, pour des aligners transparents

Pinza para realizar una hendidura, horizontal, para alineadores transparentes



14,5 cm | max 0,5 x 0,65 mm

8609

Bogenbiegezange TWEED-ANGLE

Arch bending pliers TWEED-ANGLE

Pince à arcs TWEED-ANGLE

Pinza de ortodoncia para formar asas TWEED-ANGLE



15 cm

8612

Stanz Zange für transparente Korrekturschienen

Hole punch pliers for clear aligners

Pince à encoche ronde, pour des aligners transparents

Pinza perforadora, para alineadores transparentes



14,5 cm

8613

Stanz Zange "Tear Drop" Zange für transparente Korrekturschienen

Tear drop punch pliers for clear aligners

Pince à encoche "tear drop", pour des aligners transparents

Pinza perforadora "Tear Drop", para alineadores transparentes



DIE NEUE ZANGENSERIE

THE NEW PLIERS SERIES

LA NOUVELLE SÉRIE DE PINCES

LA NUEVA SERIE DE PINZAS

KOHLOGIC

Das Leben ist bunt. Warum nicht Ihre Orthodontie Zangen?

Die neue KOHLOGIC Zangenserie bringt Farbe ins Spiel: Grün für Drahtbiegezangen und Zangen für transparente Korrekturschienen. Orange für Drahtschneidezangen mit Hartmetall.

Die Zangen verfügen über eine größere Griffweite und sind etwas länger als herkömmliche Modelle - für ein unverkrampftes Arbeiten und eine angenehme Haptik. Sterilisierbar bei 134°C.

Life is full of colours. Why aren't your orthodontic pliers?

The new KOHLOGIC forceps bring colour into play: Green for wire bending pliers and for pliers for clear aligners. Orange for cutters with Tungsten Carbide.

The forceps have a larger gripping distance and are a bit longer than the conventional pliers – for an uncramped hold and an excellent feel. Sterilizable at 134°C.

La vie est colorée. Pourquoi ne le sont pas vos pinces orthodontiques ?

Les nouvelles pinces orthodontiques ajoutent une touche de couleur : Vert pour des pinces pour plier le fil et les pinces pour aligners transparents. Orange pour les pinces coupantes avec Carbure de Tungstène.

Les pinces ont une partie ouverte plus large et sont en général un peu plus longues que d'autres modèles conventionnels – pour une manipulation décontractée et une excellente préhension. Sterilisable à 134°C.

La vida es multicolor ¿Por qué no son sus pinzas de ortodoncia?

Las nuevas pinzas de ortodoncia traen un toque de color: El color verde para pinzas de corte distal y pinzas para alineadores transparentes. Naranja para pinzas de corte distal con carburo de tungsteno. Las pinzas disponen de una amplia apertura y son además un poco más largas que las pinzas convencionales – para un manejo desinhibido y tacto agradable. Esterilizable a 134°C.



Kohdent Roland Kohler Medizintechnik GmbH & Co. KG

Bodenseeallee 14-16 | 78333 Stockach Deutschland

Tel.: +49 7771 64999-0 | Fax: +49 7771 64999-50 | info@kohler-medizintechnik.de

www.kohler-medizintechnik.de